

LENIRIT® PROCTO



SENZA
CORTISONE

CATEGORIA DI APPARTENENZA

Dispositivo medico.

DESTINAZIONE D'USO

Coadiuvante specifico per il trattamento della sindrome emorroidaria.

INDICAZIONI

LENIRIT® PROCTO è un coadiuvante specifico per il trattamento della sindrome emorroidaria (emorroidi interne ed esterne) anche nel post-operatorio come coadiuvante nel processo di ripitelizzazione e rigenerazione dei tessuti. Grazie ai suoi particolari componenti LENIRIT® PROCTO forma un film protettivo, svolge un'azione emolliente, lenitiva, protettiva e rinfrescante contribuendo a prevenire irritazioni e congestioni della zona perianale con conseguente sollievo da dolore, bruciore e prurito. Il film protettivo ostacola, inoltre, l'attacco di fattori irritanti esterni aiutando a prevenire l'insorgenza di infezioni ed altre patologie correlate. Le caratteristiche di LENIRIT® PROCTO rendono il dispositivo indicato anche per la prevenzione di irritazione della zona perianale da sfregamento o abrasione conferendo alle zone interessate una sensazione di freschezza e sollievo da bruciore e prurito.

COMPOSIZIONE

Aqua; Panthenol; Allantoin; Sodium Hyaluronate; Curcuma longa; Oryza sativa germinated grain; Limnanthes alba seed oil; Butyrospermum parkii butter extract; Glycyrrhetic acid; Butylene glycol dicaprylate/dicaprate; Dimethicone; Cyclopentasiloxane; Steareth-2; Glycerin; PPG-15 Stearyl ether; Trimethylsiloxysilicate; Steareth-21; Menthyl lactate; PPG-26; Buteth-26; PEG-40 Hydrogenated castor oil; Phenoxyethanol; Caprylyl glycol; Thioctic acid; Sodium hydroxide; Betaine; Cetearyl Alcohol; Cetyl alcohol; Tocopheryl acetate; Stearic acid; Xanthan gum; Hydroxyethylcellulose; Dichlorobenzyl alcohol; Disodium EDTA.

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

LENIRIT® PROCTO è confezionato in tubetti monodose. Detergere accuratamente le mani e l'area da trattare prima dell'applicazione. Rimuovere il tappo all'estremità del tubetto. Inserire delicatamente l'applicatore nell'ano, premere delicatamente il tubetto in modo da consentire la fuoriuscita del contenuto. Rimuovere il tubetto. Non riutilizzare; ogni tubetto è monouso e contiene la quantità di prodotto necessaria per una singola applicazione. Utilizzare il prodotto fino a 2-3 volte al giorno, quando possibile, dopo ogni evacuazione.

Per ottenere un effetto preventivo dall'irritazione dovuta a sfregamento, il trattamento può essere effettuato anche prima dell'evacuazione. Per il trattamento del senso di congestione, il prodotto può essere applicato anche nella zona perianale. Non risciacquare.

CONFEZIONE

Confezione da 10 tubetti monodose da 5 ml ciascuno.

AVVERTENZE

Uso topico, non ingerire. I tubetti sono da intendersi esclusivamente per uso locale; non utilizzare il prodotto per una via di somministrazione differente da quella indicata. Non utilizzare se allergici ad uno dei componenti. Sospendere il trattamento in presenza di anomale reazioni cutanee. In caso di peggioramento dei sintomi (irritazione e bruciore), interrompere l'utilizzo e consultare il medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non refrigerare.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità ad uno dei suoi componenti. Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro. Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25 °C) in luogo asciutto ed al riparo dalla luce.

Fabbricante: Giellepi Spa, Via A. Saffi 21, 20123 Milano

Distributore: EG Spa, Via Pavia 6, 20136 Milano

Revisione: 00 (07/2017)

LEGENDA PITTGRAMMI

-  **NUMERO DI LOTTO**
Indica il numero di lotto definito dal Fabbricante, in modo che il lotto possa essere identificato
-  **CODICE IDENTIFICATIVO**
Indica il codice identificativo definito dal Fabbricante, in modo che il dispositivo medico possa essere identificato
-  **SCADENZA**
Indica la data dopo la quale il dispositivo medico non può più essere utilizzato
-  **Proteggere dai raggi solari**

-  **Proteggere dall'umidità**
-  **25°C** Indica la temperatura massima di conservazione
-  **Marchio di conformità CE**
-  **Indica la necessità di consultare le istruzioni d'uso**
-  **Indica il nome e l'indirizzo del Fabbricante del dispositivo medico**

 0373


EuroGenerici